

この度はバイオクロマトの RAPID Slit Seal を
お買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

RAPID Slit Seal を初めてご使用になる場合は、

事前に本取扱説明書をよくお読みください。

本取扱説明書は必ず保管してください。

製品仕様

Catalog Code	RSS-S96-80122
製品名	RAPID Slit Seal (ラピッド スリットシール)
接着方法	粘着式
素材	PET、シリコン
使用温度範囲	-80℃～37℃
サイズ	W 80 mm × L 122 mm
入数	100 枚／箱

※取扱説明書に記載された内容、仕様については予告なく変更する
ことがございますので、あらかじめご了承ください。

使用方法

※ご使用前に手袋を装着してください。

1

赤線の付いたシートが、剥離フィルムです

剥離フィルムを剥がすと
粘着面が露出します

2

赤線の付いた剥離フィルムを剥がし、シールの粘着面を露出させてください。

スリット部分を 96 ウェルプレートとのウェルの位置に合わせながら、
貼り付けてください。

3

貼り付け後、サンプリングや分注の前に、一番上の保護フィルムを剥がしてください。

保護フィルムを剥がさずにご使用になると、ニードルやチップがフィルムを貫通することが出来ません。

連絡先

株式会社バイオクロマト

〒251-0053 神奈川県藤沢市本町 1-12-19

TEL : 0466-23-8382 FAX : 0466-23-8279

E-mail : info@bicr.co.jp

HP : <http://www.bicr.co.jp/>

⚠ 注意

本製品の取り外しは必ず慎重に行ってください。外見上問題がなく、破損
していない製品のみを使用してください。常温で保存し、直射日光の当ら
ない場所で保存してください。使用した製品を破棄する場合は、お使いに
なされる地域の法令及び条例を遵守し、所属する施設の規則に従って、適
切に処理してください。オートクレーブ処理は行わないでください。研究
目的でのみ使用できます。